

## GI-MAP (検体採取の方法の日本語訳)

### 💩の採取

- ① 記載方法をよく読んでから、採取を始めてください。  
投薬中の人は、医師の許可なしに勝手に薬を中止しないでください。  
赤い液体の入ったバイアルに名前、生年月日（月/日/西暦）を英語表記で書きます。  
採取日も（月/日/西暦）書きます。
- ② もし可能なら、排尿を先に済ませてください。  
手袋をして紙のトレイに💩をしてください。このトレイはご自分で破棄して下さい。
- ③ バイアルの中にある赤い液体を捨てないでください。
  - A) バイアルのキャップの内側についている小さなスプーンで、💩の色々な場所から💩を採取してバイアルの中に入れてください
  - B) 赤い **Fill Line** まで💩を入れてください。  
失敗すると検査が不正確になることがあります
- ④ ふたを閉めたらバイアルの外側をアルコール・ティッシュなどで拭くか、石鹼と水できれいにしてください。
  - A) スプーンで💩を赤い液体と混ぜてください。
  - B) 蓋をぎゅっと閉め、30 秒以上、しっかり混ぜてください。
- ⑤ 💩の検体は 6 日以内に検査会社に届く必要があります。  
もし、採取した日に発送できない場合は冷蔵庫に保管し、  
翌日必ず発送してください。  
  
(日本からだとも多少、アメリカに届くまでに時間がかかってしまうので)
  - A) **Test Request Form** (検査申込書) を完全に書いて、💩のバイアルを入れるビニール袋の外にあるポケットに入れてください。  
💩の採取日をきちんと書いたことを確認してください。
  - B) 💩を入れたバイアルを付属のビニール袋に紙と一緒にに入れてください。
  - C) バイアルを入れて、外のポケットに検査申込書を入れたビニール袋を、青と白の検査の箱に入れてください。
  - D) **Diagnostic Solutions Laboratory** に **FedEx** のバッグに入れて返送してください。  
この際、返送料がかかります。多分 7000-8000 円くらい??  
また、インボイスを記載し、3 枚コピーして用意してください。

発送 : FedEx に電話して、アメリカに検査検体を送りたいことを伝えてください。